



B Now
СТЕРЕЛИЗАТОР ПАРОВОЙ

Надежность прежде всего

Идеальный компаньон для работы

Стерилизатор B Now, доступный в версиях на 17, 22 и 28 литров, упрощает рабочие процессы, обеспечивая более высокую производительность. Стерилизатор класса B, подходящий для всех типов инструментов, B Now является результатом поиска более прочных материалов и тщательно разработанных компонентов, прошедших длительные испытания в лаборатории.

B Now обеспечивает незаурядную производительность при значительно ограниченной цене.





Управление водными ресурсами

Практичный доступ в верхней части машины позволяет осуществлять прямую загрузку резервуаров, при этом датчики уровня контролируют заполнение. Фронтальные быстроразъемные соединения позволяют осуществлять опорожнение резервуара и заполнение деминерализованной воды (в качестве альтернативы загрузке сверху).



Графический интерфейс

Встроенная клавиатура и ЖК-дисплей обеспечивают удобное управление стерилизатором. Интерфейс предоставляет полную информацию о состоянии стерилизатора. Следовательно, оператор будет проинформирован, как только потребуется плановое техническое обслуживание: решение, которое обеспечивает превосходную, длительную работу и надежность стерилизатора.



Принтеры и USB-порт

В Now оснащен внутренней памятью, способной хранить до 10 000 циклов. Автоматически сохраненные данные можно загрузить в любое время через порт USB на передней панели устройства. Более того, формат PDF означает, что файлы можно отображать на любом устройстве без необходимости использования дополнительного программного обеспечения. В Now может быть оснащен внешним принтером или (опционально) встроенным принтером, который позволяет пользователям распечатывать данные выполненного цикла.

Технические характеристики	B Now 17	B Now 22	B Now 28
Напряжение питания		220/240В 50 Гц 220/230В 60 Гц	
Номинальная мощность		2300 Вт	
Внешние размеры Ш x В x Г		480 x 500 x 600 мм	
Общий вес	50 кг	51 кг	52 кг
Объем бака		4.5 литра	
Автономность (при максимальном уровне воды)	От 7 до 11 циклов	От 6 до 10 циклов	От 5 до 9 циклов

Циклы стерилизации 220/230 V						
ЦИКЛ	Цикл тип	Время стерилизации (мин.)	B Now 17	B Now 22	B Now 28	Сушка *
			Продолжительность цикла, включая время стерилизации, за вычетом время высыхания (мин.)			
121°С универсальный	B	20	45	48	52	13-17
FLASH	S	4	20	24	28	13-17
134°С Прион	B	18	43	45	53	13-17
XXX°С Пользовательский	S	Пользователь может персонализировать цикл при температуре 134 °C / 121 °C, время процесса начинается с начала процесса, от 4 футов (134 °C) или 20 футов (121 °C) с регулируемой сушкой				
Вакуумный тест	ТЕСТ		18	18	19	
Тест HELIX / B&D	ТЕСТ		20	24	28	

* Сушка зависит от модели и объема машины.

Примечание: не берите в расчет времени преднагрева (макс 10 мин.).

Примечание: время может варьироваться в зависимости от нагрузки и источника питания.

Примечание: Время модели 120 В может увеличиваться до макс. 20%.

Легко, потому что это Мосом

Наш взгляд



На протяжении более тридцати лет безопасность, надежность и инновации были руководящими принципами, лежащими в основе всех аспектов проектирования и производства Мосом, ведущей в мире компании по стерилизации. Факторами, которые отличают нас как с точки зрения навыков, так и с точки зрения инноваций, являются добросовестное внимание к выбору материалов, новаторские технологии, соблюдение строгих протоколов производства/контроля качества и богатый опыт, накопленный нашей квалифицированной специализированной системой стерилизации. Мосом - стерилизация на первом месте.

Представителем компании Cefla S.C. по продаже оборудования торговой марки МОСОМ на территории Республики Беларусь является ООО «Никскапитал», находящееся по адресу: 220013 г.Минск, ул. Я. Коласа, 4 пом.5н, тел. (+375 29) 6710707, www.medica.by





Представителем компании Cefla S.C. по продаже оборудования торговой марки МОСОМ на территории Республики Беларусь является ООО «Нискапитал»

ООО «Нискапитал» занимается продажей медицинских товаров и оборудования. Нами осуществляется розничная и оптовая продажа медицинского оборудования различных мировых производителей. Мы предлагаем комплексные решения и предоставляем полный спектр услуг по поставке, установке, наладке, обучению и обслуживанию медицинского оборудования.

Контакты:
+375 (29) 671-07-07
medica.by@gmail.com

medica.by

Главный офис: Минск, Якуба Коласа, 4

Реквизиты: Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Я.Коласа, 4 пом. 5Н,
УНП 193065676 Расчётный счет: BY57PJCB30120763001010000643
в ОАО "Приорбанк" г. Минск, Логойский тракт, 15/1, БИК PJCBVY2X
Генеральный директор: Светлана Васильевна Никитёнок